



Всички размери на седалката винаги се измерват без възглавницата на седалката!

Измервания на тялото

Моля, вижте скицата в приложената информация!

ИЗМЕРВАНЕ	НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	НА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА
01	Дълбочина на седалката в мм	От вдлъбнатината на коляното до задната част на седалището
02	Ширина на седалката в мм	Най-широката част на таза при седене
03	Ширина на гърдите в мм	Разстояние между подмишниците
04	Дълбочина на гърдите в мм	Под мишницата, от задната възглавница до предната част на гръдния кош/гръдния кош
05	Височина на лакътя в мм	Разстояние между горния ръб на седалката и долния ръб на лакътя (90° ъгъл на лакътя)
06	Височина под мишниците в мм	Разстояние между горния ръб на седалката и подмишниците
07	Височина на гърба в мм	от седалката до горния ръб на рамото
08	Височина на главата в мм	Разстояние между горния ръб на Седалката и най-високата точка на главата
09	Дължина на пред-мишницата в мм	Разстояние между лакътя и свитата китка
10	Дължина на подбедрицата в мм	От задната част на коляното до долния ръб на петата (вкл. обувката)
		От гърба към предния ръб на седалката
		Ширина на седалката или разстояние между страничните панели
		Горният ръб на седалката до горния ръб на облегалката
		От горния ръб на стъпалото до горния ръб на седалка