

018

Diagnostik, Narkose  
Diagnostics, Anaesthesia  
Diagnóstico, Anestesia  
Diagnóstica, Anestesia



018

Perkussionshämmer  
Percussion Hammers  
Martillos para reflejos  
Martelli percussori



**TROEMMER**

**018-100-240** 24,0 cm / 9 1/2"



**DEJERINE**

**018-110-200** 20,0 cm / 8"



mit Nadel  
with needle  
con aguja  
con ago

**DEJERINE**

**018-120-210** 21,0 cm / 8 1/4"



**TAYLOR**

**018-130-180** 18,0 cm / 7"  
**018-130-200** 20,0 cm / 8"



**BERLINER**

**018-140-170** 17,0 cm / 6 3/4"  
**018-140-200** 20,0 cm / 8"



**BABINSKI**

**018-150-220** 22,0 cm / 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"



**BABINSKI**

**018-152-220** 22,0 cm / 8<sup>3</sup>/<sub>4</sub>"

mit Nadel  
 with needle  
 con aguja  
 con ago



**RABINER**

**018-160-230** 23,0 cm / 9"

mit Nadel und Pinsel  
 with needle and pencil  
 con aguja y pincel  
 con ago e pennello



**BUCK**

**018-170-180** 18,0 cm / 7"

mit Nadel und Pinsel  
 with needle and pencil  
 con aguja y pincel  
 con ago e pennello



**BUCK**

**018-172-180** 18,0 cm / 7"

Teleskopgriff  
 telescope handle  
 mango telescópico  
 manico telescopico

mit Nadel und Pinsel  
 with needle and pencil  
 con aguja y pincel  
 con ago e pennello



Algesimeter  
 Pinwheel  
 Rueda de espigas  
 Algesimetro

**WARTENBERG**

**018-200-190** 19,0 cm / 7 1/2"



Holz  
 Wooden  
 Madera  
 Legno

**PINARD**

**018-210-180** 18,0 cm / 7"



Aluminium  
 Aluminium  
 Aluminio  
 Alluminio

**PINARD**

**018-220-150** 15,0 cm / 6"




**FRIMED VIGORIMETER**

**018-280-000**

**018-280-003**

Ersatz-Gummibälle  
 Spare Rubber Balls  
 Peras de goma  
 Palloni di ricambio

Satz mit 3 Größen  
 Set with 3 sizes  
 Juego con 3 tamaños  
 Set in 3 misure




**CAROLL**

**018-300-140** 14,0 cm / 5 1/2"



**MOELTGEN**

**018-310-000** 23,0 cm / 9"



**BERTILLON**

**018-320-000** 32,0 cm / 12 1/3"

mit KG-Einteilung für Erwachsene  
 with kilogram scale for adults  
 con graduacion en kgs para adultos  
 con graduazione in kg per adulti



**COLLIN**

**018-330-110** 11,0 cm / 4 3/8"

mit lbs-Einteilung für Erwachsene  
 with lbs scale for adults  
 con graduacion en lbs para adultos  
 con graduazione in lbs per adulti



**COLLIN**

**018-331-110** 11,0 cm / 4 3/8"



**018-380-150** 150 mm  
**018-380-200** 200 mm  
**018-380-300** 300 mm  
**018-380-500** 500 mm



### OTOSKOP BESTECK

018-400-000

Otoskopbesteck komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Griff Typ C für 2 Batterien oder 1 Akku (ohne Batterien/Accu)
- 1 Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
- je 1 wiederverwendbarer Ohrtrichter ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm, schwarz
- je 3 Einwegohrtrichter ø 2,0 mm und 4,0 mm, blau
- 1 Operationslinse, 4-fach vergrößernd
- 1 Ersatzbirnchen, Halogen 2,5 V

- Otoskopkopf aus robustem Kunststoff
- Fiberoptik für optimale Bündelung und Leitung des Lichts
- Nach beiden Seiten schwenkbare Glasoptik mit 3-fach Vergrößerung
- Operationslinse mit 4-fach Vergrößerung und Miniaturoptik aus Glas für erleichterte Instrumentenführung
- Mit einfach zu bedienender Spekula-Abwurfvorrichtung
- Mit Trichteraufnahme für Spekula und vergrößerter Durchgangsöffnung für Instrumente
- Geeignet zur Durchführung pneumatischer Tests (Lieferung ohne Ball)

Juego para Otoscopia completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas tipo C (sin pilas)
- 1 cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 de c. u. espéculos auriculares reutilizables ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm, negros
- 3 de c. u. espéculos auriculares desechables ø 2,0 mm y 4,0 mm, azules
- 1 lente para operaciones, aumento 4 x
- 1 bombilla de repuesto, halógena 2,5 V

- Cabeza de otoscopio de plástico robusto
- Fibra óptica para una focalización y conducción óptima de la luz
- Óptica de vidrio de 3 aumentos, orientable hacia ambos lados
- Lupa quirúrgica de 4 aumentos, con óptica miniaturizada para facilitar la inserción de los instrumentos
- Con expulsión de espéculos de uso fácil
- Con acogimiento para espéculos y mayor abertura de acceso para instrumentos
- Adecuado para realizar pruebas neumáticas (se suministra sin la pera)

Otoscope Set complete in case consisting of:

- 1 battery handle type C (without batteries)
- 1 otoscope head with halogen bulb 2,5 V
- 1 each reusable ear specula ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4, mm and 5,0 mm black
- 3 each disposable ear specula ø 2,0 mm and 4,0 mm, blue
- 1 magnifying lens for operations 4 x
- 1 spare bulb, halogen, 2,5 V

- Otoscope head made of robust plastic material
- Fiberoptics for optimal beaming and transmission of the light
- Bi-directional swivelling optical glass with 3-fold magnification
- Operation lens with 4-fold magnification and glass mini optic ease the insertion of instruments
- Easy-to-operate specula ejection device
- Fitting for specula and enlarged conduit for instruments
- Suitable for pneumatic tests (supplied without ball)

Set per Otoscopia completo in astuccio composto de:

- 1 manico per pila tipo C (senza pila)
- 1 testa di otoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 ognuno specolo auricolare riutilizzabile ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm e 5,0 mm, nero
- 3 ognuno specoli auricolari monouso ø 2,0 mm e 4,0 mm azzurro
- 1 lente per operazione ingrandimento 4 x
- 1 lampadina di ricambio, alogena 2,5V

- Testa di otoscopio di materia plastica robusta
- Fibra ottica per raggiante e conduzione ottimale della luce
- Ottica di vetro da 3 ingrandimento, in due lati orientabile
- Lente per operazione da 4 ingrandimento, con ottica di vetro minimizza per facilitare la introduzione delle strumenti
- Con espulsione degli specoli da uso facile
- Con accoglienza per specoli è ingrandiva apertura del accesso per strumenti
- Appropriato per realizzare test pneumatico (consegna senza pallone)



#### OPHTHALMOSKOP-BESTECK

018-410-000

Ophthalmoskopbesteck komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Griff Typ C für 2 Batterien oder 1 Accu (ohne Batterien/Accu)
- 1 Ophthalmoskop mit Halogenbirne 2,5 V
- 1 Lupe, 5-fach vergrößernd
- 1 Ersatzbirnchen, Halogen, 2,5 V

- Ophthalmoskopkopf aus robustem Kunststoff
- Dioptrienscheibe mit 29 Korrekturlinsen  
Plus 1-10, 12, 15, 20, 40  
Minus 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Mit leicht bedienbarem Blendenstellrad mit Halbmond, kleiner/mittlerer/großer Kreisblende, Fixierstern und Schlitz
- Inklusive zu allen Blenden zuschaltbares Filterrad mit Symbolanzeige, Rotfreifilter, Blaufilter und Polarisationsfilter
- Optimierte Hochleistungsoptik mit asphärischer Kondensatorlinse
- Paralleler Strahlengang
- Staubgeschützt

Juego para oftalmología completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas tipo C (sin pilas)
- 1 oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 lupa, aumento 5x
- 1 bombilla de repuesto, halógeno 2,5 V

- cabeza de oftalmoscopio de plástico robusto
- Ruedecilla de lentes con 29 lentes correctoras  
D+ 1-10, 12, 15, 20, 40  
D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con ruedecilla de diafragmación de fácil uso, diafragma circular pequeño/mediano/grande, estrella de fijación y rendija
- Incluye una rueda de filtros aplicable a todos los diafragmas con indicador de símbolos, filtro azul, de polarización y exento de rojo
- Óptica de alto rendimiento con lente condensadora esférica
- Trayectoria paralela del haz
- Protección contra el polvo

Ophthalmoscope Set complete in case consisting of:

- 1 battery handle Type C (without batteries)
- 1 ophthalmoscope with halogen bulb 2,5 V
- 1 magnifying lens, 5x
- 1 spare bulb, halogen 2,5 V

- ophthalmoscope head made of robust plastic material
- Diopter wheel with 29 corrective lenses  
Plus 1-10, 12, 15, 20, 40  
Minus 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Easy-to-operate aperture hand-wheel with semi-circle, small/medium/large circle, fixation star and slit
- Includes filter wheel engageable for all apertures with symbol display, red-free filter, blue filter and polarization filter
- Optimized high-performance optics with aspherical condenser lens
- Parallel beam path
- Dust-proof

Set per oftalmologia completo in astuccio composto da:

- 1 manico per pila tipo C (senza pila)
- 1 oftalmoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 lente, ingrandimento 5x
- 1 lampadina di ricambio, alogena 2,5 V

- testa di oftalmoscopio di materia plastica robusta
- Carrucola da lente con 29 lenti correttive  
D+ 1-10, 12, 15, 20, 40  
D- 1-10, 15, 20, 25, 30, 35
- Con carrucola da diaframma e semicerchio da uso facile, diaframma circolare piccolo/medio/largo stella per fissare e fessura
- Include carrucola da filtri appropriato a tutti diaframma con indicatore da simboli, filtri azzurro, di polarizzazione e libero da rosso
- Ottica di alto rendimento con lente condensadora asferica
- Percorso di raggio parallelo
- Protezione contra il polvere





**KOMBINATIONS-BESTECK**  
**018-430-000**

Diagnostikbesteck kombiniert, komplett in Etui bestehend aus:

- 1 Griff Typ C für 2 Batterien oder 1 Akku (ohne Batterien/Accu)
- 1 Ophthalmoskop mit Halogenbirne 2,5 V
- 1 Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V
- je 1 wiederverwendbarer Ohrtrichter ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm und 5,0 mm, schwarz
- je 3 Einwegohrtrichter ø 2,0 mm und 4,0 mm, blau
- 1 Operationslinse, 4-fach vergrößernd
- 2 Ersatzbirnchen, Halogen 2,5 V

Juego Diagnóstico, combinado, completo en estuche compuesto de:

- 1 mango de pilas tipo C (sin pilas)
- 1 oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V
- 1 de c. u. espéculos auriculares reutilizables ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm y 5,0 mm, negros
- 3 de c. u. espéculos auriculares desechables ø 2,0 mm y 4,0 mm, azules
- 1 lente para operaciones, aumento 4 x
- 2 bombillas de repuesto, halógeno 2,5 V

Diagnostic Set, combined, complete in case consisting of:

- 1 battery handly (without batteries)
- 1 ophthalmoscope with halogen bulb 2,5 V
- 1 otoscope head with halogen bulb 2,5 V
- 1 each reusable ear specula ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm and 5,0 mm, black
- 3 each disposable ear specula ø 2,0 mm and 4,0 mm, blue
- 1 magnifying lens for operations, 4 x
- 2 spare bulb, halogen 2,5 V

Set per diagnostica, combinato, completo in astuccio composto da:

- 1 manico per pila tipo C (senza pila)
- 1 oftalmoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 testa di otoscopio con lampadina alogena 2,5 V
- 1 ognuno specoli auricolari riutilizzabili ø 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm e 5,0 mm, nero
- 3 ognuno specoli auricolari ø 2,0 mm e 4,0 mm, azzurro
- 1 lente per operazione, ingrandimento 4 x
- 2 lampadina di ricambio, alogena 2,5 V





Packung á 100 St.  
 Package of 100 pcs.  
 Paquete de 100 piezas  
 Confezione da 100 pezzi



Packung á 10 St.  
 Package of 10 pcs.  
 Paquete de 10 piezas  
 Confezione da 10 pezzi

			für/for/para/per		
<b>018-440-020</b>	Ø 2,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-440-030</b>	Ø 3,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-440-040</b>	Ø 4,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-440-050</b>	Ø 5,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-440-090</b>	Ø 9,0 mm	Nase/nose/nariz/naso			
blau	zum Einmalgebrauch				
blue	disposable				
azul	desechable				
azzurro	monouso				

			für/for/para/per		
<b>018-441-020</b>	Ø 2,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-441-030</b>	Ø 3,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-441-040</b>	Ø 4,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-441-050</b>	Ø 5,0 mm	Ohr/ear/oido/orecchia			
<b>018-441-090</b>	Ø 9,0 mm	Nase/nose/nariz/naso			
schwarz	wiederverwendbar				
black	reusable				
negro	reutilizable				
nero	riutilizzabile				



**018-442-001**

Batteriehandgriff  
 Battery Handle  
 Mango de batería  
 Manico per pile



Packung á 6 St.  
 Package of 6 pcs.  
 Paquete de 6 piezas  
 Confezione da 6 pezzi

**018-443-001**

2,5 V

Ersatzbirnchen, Halogen für Otoskop  
 Spare bulb, halogen for otoscope  
 Bombilla de repuesto, halógeno para otoscopio  
 Lampadina di ricambio, alogeno per otoscopio



Packung á 6 St.  
 Package of 6 pcs.  
 Paquete de 6 piezas  
 Confezione da 6 pezzi

**018-444-001**

2,5 V

Ersatzbirnchen, Halogen für Ophthalmoskop  
 Spare bulb, halogen for ophthalmoscope  
 Bombilla de repuesto, halógeno para oftalmoscopio  
 Lampadina di ricambio, alogeno per oftalmoscopio



**018-442-010**

Otoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V  
 Otoscope head with halogen bulb 2,5 V  
 Cabeza de otoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V  
 Testa di otoscopio con lampadina alogena 2,5 V



**018-442-020**

Ophthalmoskopkopf mit Halogenbirne 2,5 V  
 Ophthalmoscope head with halogen bulb 2,5 V  
 Cabeza de oftalmoscopio con bombilla de halógeno 2,5 V  
 Testa di oftalmoscopio con lampadina alogena 2,5 V



018

Katheter-Einführungszangen  
Catheter Introducing Forceps  
Pinzas para introducir catéteres  
Pinze introduttrici di cateteri



018-601-150



018-601-170



018-601-200



018-601-250

**MAGILL**

<b>018-601-150</b>	15,0 cm / 6"
<b>018-601-170</b>	17,0 cm / 6 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
<b>018-601-200</b>	20,0 cm / 8"
<b>018-601-250</b>	25,0cm / 9 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "

