


РЪКОВОДСТВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА РИНГОВА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА



Определяне на размерите на инвалидна количка

ИЗМЕРВАНЕ	НА ПОТРЕБИТЕЛЯ	НА ИНВАЛИДНАТА КОЛИЧКА
SW Ширина на седалката в мм	Най-широката част на таза при седене + 20 mm Бедрата може да прилягат плътно към страничните панели	Измерено разстояние между външния ръб на тръбите на седалките
SD Дълбочина на седалката в мм	Дължина на бедрото, измерена от гърба до вдлъбнатината на коляното, минус 20 - 40 mm	Преден ръб на задната тръба до предния ръб на системата на седалката (предпазен колан, фиксирана седалка, подплата на седалката), измерен в центъра на седалката
FSH Височина до седалката в предната част в мм	Дължина на долната част на крака плюс необходимия просвет от земята за опорите за крака (като правило дължина на долната част на крака + 40 до 70 mm - клирънс) минус височината на възглавницата на седалката	Вертикално от земята до горния ръб на тръбата на рамката на седалката, отпред
RSH Височина до седалката в мм в задната част	Разстоянието от земята до опашната кост на потребителя	Вертикално от земята до горния ръб на тръбата на рамката на седалката, гърба
BH Височина на гърба в мм	В зависимост от медицинското състояние. С активно лечение. Аксиларна гънка/мишница - 100 mm	Горният ръб на тръбата на седалката до горния ръб на облегалката
LLL Дължина на подбедрицата в мм	От вдлъбнатината на коляното до долния ръб на петата (включително обувката) минус височината на възглавницата	Горният ръб на тръбата на седалката (плочата на седалката) към горния ръб на плочите за крака

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Име

Фамилия

адрес

ZIP код

град

държава

рожденна дата

Диагноза 1

Диагноза 2

телефон

мобилен телефон

e-mail

АНАТОМИЧНИ ДАННИ (В ММ)

1) Дълбочина на седалката SD

2) Ширина на седалката SW

3) Ширина на гръден кош

4) Дълбочина на гръден кош

5) Височина до лакътя

6) Височина до под мишниците

7) Височина на гърба BH

8) Височина до главата

9) Дължина на предмишницата


10) Дължина на подбедрицата

Височина на тялото

Тегло (kg)

FSH (mm)

RSH (mm)



Забележки

☐ Приемам Общите условия на Meyra Distribution GmbH (в сила от януари 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Дата

Град

Подпис