




Всички размери на седалката винаги се измерват без възглавницата на седалката!

Измервания на тялото

Моля, вижте скицата в приложената информация!

| ИЗМЕРВАНЕ |                                | НА ПОТРЕБИТЕЛЯ                                                                       | НА ИНВАЛИДНА КОЛИЧКА                                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01        | Дълбочина на седалката в мм    | От вдлъбнатината на коляното до задната част на седалището                           | От гърба към предния ръб на седалката                       |
| 02        | Ширина на седалката в мм       | Най-широката част на таза при седене                                                 | Ширина на седалката или разстояние между страничните панели |
| 03        | Ширина на гърдите в мм         | Разстояние между подмишниците                                                        |                                                             |
| 04        | Дълбочина на гърдите в мм      | Под мишницата, от задната възглавница до предната част на гръдния кош/гръдния кош    |                                                             |
| 05        | Височина на лакътя в мм        | Разстояние между горния ръб на седалката и долния ръб на лакътя (90° ъгъл на лакътя) |                                                             |
| 06        | Височина под мишниците в мм    | Разстояние между горния ръб на седалката и подмишниците                              |                                                             |
| 07        | Височина на гърба в мм         | от седалката до горния ръб на рамото                                                 | Горният ръб на седалката до горния ръб на облегалката       |
| 08        | Височина на главата в мм       | Разстояние между горния ръб на Седалката и най-високата точка на главата             |                                                             |
| 09        | Дължина на пред-мишницата в мм | Разстояние между лакътя и свитата китка                                              |                                                             |
| 10        | Дължина на подбедрицата в мм   | От задната част на коляното до долния ръб на петата (вкл. обувката)                  | От горния ръб на стъпалото до горния ръб на седалка         |

## ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Име

Фамилия

адрес

ZIP код

град

държава

рожденна дата

Диагноза 1

Диагноза 2

телефон

мобилен телефон

e-mail

## АНАТОМИЧНИ ДАННИ (В ММ)

1) Дълбочина на седалката

2) Ширина на седалката

3) Ширина на гръден кош

4) Дълбочина на гръден кош

5) Височина до лакътя

6) Височина до под мишниците

7) Височина на гърба


8) Височина до главата

9) Дължина на предмишницата

10) Дължина на подбедрицата

Височина на тялото

Тегло (kg)



Забележки

☐ Приемам Общите условия на Meyra Distribution GmbH (в сила от януари 2023)

<https://www.meyra.com/gtc/>

Дата

Град

Подпис